

ELVii532 VP

Vaat en pigmentlaser



De nieuwe generatie diodelasers

Licht en draagbaar

Betaalbaar

Krachtig en effectief



“Bij de meeste behandelingen direct resultaat”

De ELVii532 is een draagbaar lasersysteem met een verrassende veelzijdigheid voor het verwijderen van rode vaatjes en pigment in het gelaat.

Deze betaalbare diodelaser kan uiterst effectief worden ingezet bij het behandelen van teleangiëctasieën (couperose), rosacea en pigmentafwijkingen waaronder lentigo's en sproeten. Daarnaast verwijdert de ELVii532 ook eenvoudig en secuur steelwratjes en voetwratten.

Een voordeel van deze laser is dat er bij de meeste behandelingen direct resultaat te zien is.

Gebruikerservaring

"Ik vind de ELVii laser erg veelzijdig en door het kleine formaat ook ideaal in gebruik. We behandelen er effectief mee en gebruiken deze laser dagelijks."

– Laura

"Super gebruiksvriendelijke laser. Je pakt hem er makkelijk bij tijdens een behandeling. Omdat het apparaat zo compact is, ook perfect voor meerdere locaties/ ruimtes."

– Ilona

"De ELVii laser is een fijne, handzame laser en is zeer gemakkelijk in gebruik. Hij is klein en toch krachtig. Ik heb er al vele mensen blij mee gemaakt!"


– Julie

"Ik vind de ELVii een effectief en zeer gebruiksvriendelijk apparaat. Ikzelf en de cliënt zien direct resultaat en dit vaak al na slechts 1 behandeling."

– Anne



Foto's dankzij P. van Schuppen



Nieuwe generatie diodelasers

De ELVii532 VP behoort tot de nieuwste generatie diodelasers. Deze diodelaser (werkend op de bekende (KTP) 532nm golflengte) is zeer compact en toch erg krachtig. Doordat het een licht en handzaam model is, is hij gemakkelijk te verplaatsen.

Hij wordt geleverd in een aluminium transportkoffer. Dit is erg handig wanneer je op diverse locaties werkt.

Comfortabel voor jouw klanten

Klanten voelen doorgaans kleine speldenprikjes, maar voor iedereen is de behandeling goed te verdragen. Nadien is er soms sprake van een lichte zwelling en roodheid, maar dit zal na één dag wegtrekken.

De laser is veelzijdig, effectief, licht, compact, zeer betaalbaar én comfortabel voor jouw klanten. Er wordt gewerkt met een puntje van slechts 1mm, wat de precisie ten goede komt.

Dus een goede investering en tevreden klanten!

Voordelen

- ✓ Compact
- ✓ Eenvoudig te verplaatsen
- ✓ Veelzijdig
- ✓ Snel en pijnloos
- ✓ Betaalbaar
- ✓ Gebruiksvriendelijk

Indicaties

- ✓ Teleangiëctasieën (couperose)
- ✓ Rosacea
- ✓ Pigmentvlekjes
- ✓ (Steel) wratjes
- ✓ Goedaardige verhevingen

Specificaties

Systeem	Diodelaser
Golflengte	532 nanometer
Max. vermogen	4 Watt
Puls	Continue, enkel of herhaalde puls
Herhalingsfrequentie	0,05 Hz – 20KHz
Voltage	110/230 V, 50/60 Hz
Afmetingen (l x b x h)	245 x 215 x 315 millimeter
Gewicht	4 kilogram
Certificaat	CE 0197




ELVii Lasers
by Laservision

 **MediLaser**

WWW.MEDILASER.BE